

PARASITOLOGIE n° 4 Ag de Plasmodium dans le sang

Nombre d'inscrits : 51

Saisie de vos résultats :

Connectez-vous sur le site www.abiopratt.fr.

Munissez-vous de votre **identifiant** ainsi que du **mot de passe**

Vos résultats sont à saisir directement sur le site, à partir du menu à partir du menu Accueil « **Mes Confrontations** » dès le 30/11/2017.

Vous pourrez revenir sur votre saisie jusqu'à la **date limite : Mardi 02 Janvier 2018 Minuit**

PRESENTATION DE L'ENVOI

Test de recherche immunologique des antigènes de *Plasmodium* dans le sang

Echantillons ABP PAL 17-4A et PAL 17-4B

Il s'agit d'un **échantillon de sang total** de 100 microlitres.

Centrifuger brièvement le tube (micro-centrifugeuse à pleine vitesse, de l'ordre de 12 000 à 15 000 rpm pendant 2 minutes) pour amener tout l'échantillon dans le fond puis d'homogénéiser à la pipette par aspiration refoulement.

Une seule réponse est attendue par échantillon.

Date limite d'utilisation : **A conserver à +4°C et à traiter dans les meilleurs délais**

Après usage, suivre votre procédure interne d'élimination des échantillons des patients

| | Echantillon PAL 17-4A | Echantillon PAL 17-4B |
|-----------------------------|--|--|
| Technique utilisée : | | |
| Résultat : | <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Positif sans détermination de l'espèce <input type="checkbox"/> Positif à <i>Plasmodium falciparum</i> <input type="checkbox"/> Positif à <i>Plasmodium falciparum</i> ou infection mixte <input type="checkbox"/> Positif à <i>Plasmodium</i> autre que <i>P. falciparum</i> <input type="checkbox"/> Douteux, à refaire sur un nouveau prélèvement en fonction de la clinique <input type="checkbox"/> Autre: à préciser | <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Positif sans détermination de l'espèce <input type="checkbox"/> Positif à <i>Plasmodium falciparum</i> <input type="checkbox"/> Positif à <i>Plasmodium falciparum</i> ou infection mixte <input type="checkbox"/> Positif à <i>Plasmodium</i> autre que <i>P. falciparum</i> <input type="checkbox"/> Douteux, à refaire sur un nouveau prélèvement en fonction de la clinique <input type="checkbox"/> Autre: à préciser |
| Si autre préciser : | | |