

# Association de Biologie Praticienne

70 avenue des Gobelins 75013 PARIS - Tél : 01 43 31 94 87 - Fax : 01 43 37 39 92

Email : [secretariatbp@orange.fr](mailto:secretariatbp@orange.fr)

Enregistrée à la Préfecture de la Région de l'Île de France, délégation à la formation professionnelle, sous le N°11750 397  
375 SIRET : 321 609 489 00034 - NAF 9499Z

<b>Monsieur François Catalan</b>	<b>Anne-Marie Fihman</b>
Expert Consultant chargé de l'exploitation des résultats	Responsable scientifique Coordonnateur

## MYCOPLASMES Confrontation N°01/2016

Rapport final 16/04/2016


Les résultats attendus étaient :

Recherche de mycoplasmes : ABSENCE de Mycoplasma hominis

Recherche d'Uréaplasma uréalyticum : ABSENCE d'Uréaplasma uréalyticum

La répartition des réactifs utilisés figure dans les tableaux suivants pour les 178 dossiers traités.

### Recherche de Mycoplasmes :



### Analyse des résultats

#### a) Recherche de Mycoplasma hominis

En ce qui concerne la recherche qualitative (présence ou Absence), le tableau suivant est assez explicite:

	Absence	Présence	Non Rendu	Total Général
A3+A6+U9	1			1
AUTOBIO	2			2
BIOMERIEUX	21	1		22
BIORAD	29			29
ELITECH	91		1	92
EUROBIO	3			3
FUMOUCHE	14			14
MYCOVIEW	2			2
BIOLYS	1			1
ALL DIAG	1			1
Non Réalisé			11	11
Total Général	165	1	12	178

L'échantillon proposé ne contenait pas de Mycoplasme, un seul d'entre vous a trouvé présence et un autre n'a pas donné de résultat.

Le tableau totalise 165 réponses car un du nombre n'a pas donné de réponse. Parmi ceux qui ont rendu un titrage il a toujours été inférieur à  $10^4$  ucc/ml; donc considéré cliniquement comme flore commensale dans les sites habituellement habités par une flore bactérienne.

#### b)Recherche d'Uréaplasma uréalyticum

	Absence	Présence	Non Rendu	Total Général
A3+A6+U9	1			1
AUTOBIO	2			2
BIOLYS	1			1
BIOMERIEUX	22			22
BIORAD	29			29
ELITECH	91		1	92
EUROBIO	3			3
FUMOUE	14			14
MYCOVIEW	2			2
ALL DIAG	1			1
NON REALISÉ			11	11
TOTAL	167		12	178

Il faut noter que sur les 178 dossiers analysés seulement 45 ( 28,48% ) disent avoir utilisé une gélose A7 ce qui est peu, alors que c'est un outil de contrôle indiscutable en toute circonstance!

Bon courage pour la suite!

F. Catalán