

CHLAMYDIAE 2017 n° 1

Nombre d'inscrits : 48

Saisie de vos résultats :

Connectez-vous sur le site www.abiopratt.fr.

Munissez-vous de votre **identifiant** ainsi que du **mot de passe** communiqués via le courrier postal et courriel envoyés le 02 février 2017
 Vos résultats sont à saisir directement sur le site, à partir du menu à partir du menu Accueil « **Confrontations en cours** » dès le 15 mars 2017.
 Vous pourrez revenir sur votre saisie jusqu'à la **date limite : 10 avril 2017 Minuit**

PRESENTATION DE L'ENVOI

Echantillon : ABP CHL 17-1

à conserver au réfrigérateur (2°-8°C)

Date limite d'utilisation : date de clôture de la confrontation.

A reconstituer par le volume indiqué sur le flacon par de l'eau distillée ou du milieu de transport.

A utiliser dès reconstitution comme un échantillon d'urine du 1^{er} jet si le volume est suffisant pour votre technique
 sinon utiliser le mode opératoire préconisé par votre fournisseur pour les prélèvements génitaux

	Fabricant ou distributeur	Résultat Qualitatif
<u>ABP CHL 17-1</u>		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu

Commentaires : *Faites des commentaires si vous le jugez utile.*