

PARASITOLOGIE n° 2 Ag de Plasmodium dans le sang

Nombre d'inscrits : 47

Saisie de vos résultats :

Connectez-vous sur le site www.abioprat.fr.

Munissez-vous de votre **identifiant** ainsi que du **mot de passe**

Vos résultats sont à saisir directement sur le site, à partir du menu à partir du menu Accueil « **Mes Confrontations** » dès le 27 avril 2017.

Vous pourrez revenir sur votre saisie jusqu'à la **date limite : Lundi 29 mai 2017 Minuit**

PRESENTATION DE L'ENVOI

Test de recherche immunologique des antigènes de *Plasmodium* dans le sang

Echantillons ABP PAL 17-2A et PAL 17-2B

Il s'agit d'un échantillon de sang total lyophilisé. Le prélèvement est à reconstituer dans 100 microlitres d'eau stérile.

- centrifuger brièvement le tube afin d'amener le lyophilisat dans le fond
- ajouter 100 microlitres d'eau pure stérile
- laisser à température ambiante 10 minutes
- vortexer
- ramener tout le volume dans le fond manuellement ou en centrifugeant brièvement
- homogénéiser en aspirant refoulant à la pipette
- prélever le volume nécessaire à la réalisation du test

Une seule réponse est attendue par échantillon.

Date limite d'utilisation : date de clôture de la confrontation.

Après usage, suivre votre procédure interne d'élimination des échantillons des patients

	Echantillon PAL 17-2A	Echantillon PAL 17-2B
Technique utilisée :		
Résultat :	<input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Positif sans détermination de l'espèce <input type="checkbox"/> Positif à <i>Plasmodium falciparum</i> <input type="checkbox"/> Positif à <i>Plasmodium falciparum</i> ou infection mixte <input type="checkbox"/> Positif à <i>Plasmodium</i> autre que <i>P. falciparum</i> <input type="checkbox"/> Douteux, à refaire sur un nouveau prélèvement en fonction de la clinique <input type="checkbox"/> Autre: à préciser	<input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Positif sans détermination de l'espèce <input type="checkbox"/> Positif à <i>Plasmodium falciparum</i> <input type="checkbox"/> Positif à <i>Plasmodium falciparum</i> ou infection mixte <input type="checkbox"/> Positif à <i>Plasmodium</i> autre que <i>P. falciparum</i> <input type="checkbox"/> Douteux, à refaire sur un nouveau prélèvement en fonction de la clinique <input type="checkbox"/> Autre: à préciser
Si autre préciser :		