

**CHLAMYDIAE 2017 n° 2**

**Nombre d'inscrits : 48**

**Saisie de vos résultats :**

Connectez-vous sur le site [www.abiopratt.fr](http://www.abiopratt.fr).

Munissez-vous de votre **identifiant** ainsi que du **mot de passe**

Vos résultats sont à saisir directement sur le site, à partir du menu à partir du menu Accueil « **Mes Confrontations** » dès le 01 juin 2017.

Vous pourrez revenir sur votre saisie jusqu'à la **date limite : Lundi 03 juillet 2017 Minuit**

**PRESENTATION DE L'ENVOI**

**Echantillon : ABP CHL 17-2A**

Lyophilisât à conserver au réfrigérateur (2°-8°C)

Date limite d'utilisation : date de clôture de la confrontation.

A reconstituer par le volume indiqué sur le flacon par de l'eau distillée ou du milieu de transport.

A utiliser dès reconstitution comme un échantillon d'urine du 1<sup>er</sup> jet si le volume est suffisant pour votre technique

sinon utiliser le mode opératoire préconisé par votre fournisseur pour les prélèvements génitaux

	Fabricant ou distributeur	Résultat Qualitatif
<b><u>ABP CHL 17-2A</u></b>		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu

**Commentaires :** *Faites des commentaires si vous le jugez utile.*