

EBV 2017 n° 2 Nombre d'inscrits: 83

Saisie de vos résultats :

Connectez-vous sur le site www.abioprat.fr. Munissez-vous de votre identifiant ainsi que du mot de passe

Vos résultats sont à saisir directement sur le site, à partir du menu à partir du menu Accueil « Mes Confrontations » dès le 25 mai 2017. Vous pourrez revenir sur votre saisie jusqu'à la date limite : Lundi 26 juin 2017 Minuit

PRESENTATION DE L'ENVOI

Echantillon: ABP EBV 17-2A

Echantillon de sérum à conserver au réfrigérateur (2°-8°C)

Date limite d'utilisation : date de clôture de la confrontation.

Commentaires: Faites des commentaires si vous le jugez utile.

Les échantillons sont à manipuler selon les recommandations en vigueur en matière de produit potentiellement infectieux et conformément aux Bonnes Pratiques de Laboratoire.

Homogénéiser l'échantillon puis le centrifuger à 3000 tours pendant 5 minutes Après usage, suivre votre procédure interne d'élimination des échantillons des patients

Cas clinique

Dans le cadre d'un bilan systématique, une sérologie EBV est prescrite à un jeune homme de 25 ans chez qui une infection à VIH vient d'être diagnostiquée.

En fonction de vos résultats, quelle conclusion vous semble la plus appropriée ? (une seule réponse)

ABP EBV 17-2A	Fabricant Technique	Résultat Qualitatif	Résultat Quantitatif
VCA IgG		☐ Positif ☐ Négatif ☐ Douteux ☐ Non rendu	
VCA IgM		☐ Positif ☐ Négatif ☐ Douteux ☐ Non rendu	
EBNA		☐ Positif ☐ Négatif ☐ Douteux ☐ Non rendu	
EA		☐ Positif ☐ Négatif ☐ Douteux ☐ Non rendu	

En	fonction de vos résultats, quelle conclusion vous semble la plus appropriée ? (une seule réponse)
	01 Absence d'anticorps anti-EBV
	02 Signes cliniques et résultats compatibles avec à une primo-infection à EBV
	03 Patient(e) immunisé(e) ; signes cliniques non liés à une infection à EBV
	04 Syndrome mononucléosique lié à une infection à EBV
	05 Syndrome mononucléosique non lié à une primo-infection à EBV
	06 Primo-infection à EBV récente exclue
	07 Patient(e) immunisé(e), absence de marqueur de primo-infection
	08 Sérologie sur un nouveau prélèvement nécessaire pour conclure
	09 PCR EBV indispensable pour conclure
	10 Primo-infections à EBV et à CMV
	11 Primo-infection à EBV et primo-infection toxoplasmique
	12 Primo-infections à EBV, à CMV et à toxoplasme