

**PARASITOLOGIE n° 3**

**Nombre d'inscrits : 237**

**Saisie de vos résultats :**

Connectez-vous sur le site [www.abiopratt.fr](http://www.abiopratt.fr).

Munissez-vous de votre **identifiant** ainsi que du **mot de passe**

Vos résultats sont à saisir directement sur le site, à partir du menu Accueil « **Mes Confrontations** » dès le 28/09/2017.

Vous pourrez revenir sur votre saisie jusqu'à la **date limite : Lundi 30 octobre 2017 Minuit**

**PRESENTATION DE L'ENVOI**

**Frottis sanguin fixé et coloré : ABP PAR 17-3A**

Il s'agit d'une femme de 26 ans de retour depuis 5 jours d'un voyage de 4 semaines en Côte d'Ivoire. Elle se présente aux urgences pour céphalées fébriles et vomissements évoluant depuis 48 à 72 heures. La numération montre une thrombopénie à 80 000 par  $\mu$ L. La patiente mentionne ne pas avoir pris de prophylaxie antipalustre.

Une seule réponse est attendue.

Date limite d'utilisation : date de clôture de la confrontation.

Après usage, suivre votre procédure interne d'élimination des échantillons des patients

**Echantillon de Selles formolées: ABP PAR 17-3B**

Il s'agit d'un homme de 62 ans se présentant à la consultation pour diarrhées (5 à 8 selles par jour) depuis 3 semaines sans facteur de risque particulier.

Une seule réponse est attendue.

Date limite d'utilisation : date de clôture de la confrontation.

**Préparation** : Aucune technique de concentration ne doit être mise en œuvre

Ramener le prélèvement dans le fond du tube par une brève centrifugation ou de façon manuelle

Homogénéiser le culot par aspiration/refoulement à la micropipette

Utiliser un volume compris entre 15 et 20 microlitres pour réaliser un état frais

Après usage, suivre votre procédure interne d'élimination des échantillons des patients

	Frottis <b><u>ABP PAR 17-3A</u></b>	Selles formolées: <b><u>ABP PAR 17-3B</u></b>
Stade(s) : (kyste, œuf, larve etc) :		
Parasite(s) :		
Technique utilisée :		
Conseil(s) thérapeutique(s) :		