

HEPATITES 2017 n° 1

Nombre d'inscrits : 153

Saisie de vos résultats :

Connectez-vous sur le site www.abiopratt.fr.

Munissez-vous de votre **identifiant** ainsi que du **mot de passe** communiqués via le courrier postal et courriel envoyés le 02 février 2017
 Vos résultats sont à saisir directement sur le site, à partir du menu à partir du menu Accueil « **Confrontations en cours** » dès le 08 mars 2017.
 Vous pourrez revenir sur votre saisie jusqu'à la **date limite : 27 mars 2017 Minuit**

PRESENTATION DE L'ENVOI

Echantillon : ABP HEP 17-1

à conserver au réfrigérateur (2°-8°C)

Date limite d'utilisation : date de clôture de la confrontation.

Les échantillons sont à manipuler selon les recommandations en vigueur en matière de produit potentiellement infectieux et conformément aux Bonnes Pratiques de Laboratoire.

Homogénéiser l'échantillon puis le centrifuger à 3000 tours pendant 5 minutes

Après usage, suivre votre procédure interne d'élimination des échantillons des patients

Cas clinique

Bilan d'un homme de 45 ans prélevé lors d'une consultation au centre de dépistage anonyme et gratuit de l'établissement

HEPATITE A (HAV)

	Réactif utilisé	Résultat Qualitatif	Résultat Quantitatif
Ac IgG ou totaux		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu	
Ac IgM		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu	

En fonction de vos résultats, quelle conclusion vous semble la plus appropriée ? (une seule réponse)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Absence d'anticorps anti-HAV | <input type="checkbox"/> Vaccination conseillée |
| <input type="checkbox"/> Présence d'IgM anti-HAV | <input type="checkbox"/> Pas d'interprétation |
| <input type="checkbox"/> Présence isolée d'IgG anti-HAV | |

HEPATITE B (HBV)

	Réactif utilisé	Résultat Qualitatif	Résultat Quantitatif
Ag HBs		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu	
Ac anti-HBs		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu	
Ac anti-HBc IgG ou totaux		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu	
Ac anti-HBc IgM		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu	
Ag HBe		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu	
Ac anti-HBe		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu	

En fonction de vos résultats, quelle conclusion vous semble la plus appropriée ? (une seule réponse)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Réponse anticorps post vaccinale | <input type="checkbox"/> Hépatite B guérie |
| <input type="checkbox"/> Présence d'anticorps anti-HBc isolés | <input type="checkbox"/> Pas d'interprétation (ensemble des 3 marqueurs non recherché) |

HEPATITE C (HCV)

	Réactif utilisé	Résultat Qualitatif	Résultat Quantitatif
Ac anti HCV		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu	

En fonction de vos résultats, quelle conclusion vous semble la plus appropriée ? (une seule réponse)

<input type="checkbox"/> Absence d'anticorps anti-HCV	<input type="checkbox"/> Sérologie à interpréter en fonction du contexte clinique
<input type="checkbox"/> Présence d'anticorps anti-HCV	<input type="checkbox"/> Pas d'interprétation
<input type="checkbox"/> Présence d'anticorps anti-HCV, à contrôler sur un second prélèvement	